


### Clonage de produits PCR simple ou multi-fragments


- **Universel** : compatible avec tous vecteurs, tous sites de clonage, tout fragment de PCR de 100 pb à 100 kb
- **Simple** : clonage sans digestion du produit de PCR, ni déphosphorylation ou « polishing » du vecteur linéarisé
- **Jusqu'à 15 fragments** clonés en simultané
- **Méthode « seamless »** : haute précision de clonage, sans ajout de base
- **Efficacité de clonage > 90 %**
- **Mutagenèse** : mutation ponctuelle, insertion, délétion

Type de kits	Nombre de fragments clonés	Taille des fragments	Protocole	Référence	Désignation	Cdt
Kit HiFi	jusqu'à 5	500 pb - 32 kb	1 étape 60 min	GA1100-S	Gibson Assembly HiFi starter kit	5 rxns
				GA1100-10	Gibson Assembly HiFi kit	10 rxns
				GA1100-50	Gibson Assembly HiFi kit	50 rxns
Kit Ultra	jusqu'à 15	100 pb - 100kb	2 étapes 80 min	GA1200-S	Gibson Assembly Ultra starter kit	5 rxns
				GA1200-10	Gibson Assembly Ultra kit	10 rxns
				GA1200-50	Gibson Assembly Ultra kit	50 rxns

Les kits contiennent le mix de clonage et un contrôle positif



Transform competent cells and plate on selective media



Pick colonies and screen

[NOUS CONTACTER](#)

[LISTE DES PRODUITS](#)