


ECOLor[®] Prestained Protein Marker Plus

3 kDa - 260 kDa / SDS-PAGE Tris-Glycine

- **Universel** : convient aux grandes et petites protéines
- **Repérage facilité** : 7 bandes **bleues**, 2 **rouges**, 1 **verte** & 1 **vert sapin**
- **Précis** : haute résolution des bandes sur gel
- **Qualité** : protéines premium et conjugaison covalente des colorants
- **Économique**

Référence	Désignation	Conditionnement
OZYC006-25	ECOLor Prestained Protein Marker Plus	25 µl
OZYC006-500	ECOLor Prestained Protein Marker Plus	500 µl



Gel 4-20% (Tris-Glycine-SDS)

Dépôt : 3 µL /puits (mini-gel de 10 puits)

POUR EN SAVOIR PLUS