

In vivo Functional Antibodies

Anticorps de haute pureté Études translationnelles & précliniques chez l'animal

Plus de **200 anticorps fonctionnels purifiés** Leinco Technologies pour vos projets *in vivo*.

Avantages :

- Les produits Leinco sont fabriqués selon les plus hauts standards de qualité, certifiés **ISO 9001** et **ISO 13485**, garantissant performance, traçabilité et conformité aux exigences des industries les plus réglementées.

Haute pureté :

- Anticorps *in vivo* GOLD™ : ≥ 95% de pureté
- Anticorps *in vivo* PLATINUM™ : ≥ 98% de pureté

Faible niveau d'endotoxines & d'agrégats détectables

Multi-applications :

Validés dans le cadre d'études fonctionnelles :

- Co-stimulation, déplétion, blocage et neutralisation.
- Utilisables en : cytométrie en flux, IHC, IF, IP, Western blot.

Formats disponibles : 1 mg, 5 mg, 25 mg, 50 mg et 100 mg.

- [Plus d'infos sur le degré de qualité des anticorps](#)




Figure 2. Efficacy of anti-PD-1 vs isotype

Efficacité anti-tumorale de l'anticorps anti-PD1